



Dipartimento Area dei Servizi
SC Patologia Clinica - Ambulatorio Prelievi

MODALITA' DI RACCOLTA DI FECI PER RICERCA PARASSITOLOGICA

NOTA: SI ACCETTANO ESCLUSIVAMENTE I CONTENITORI/PROVETTE FORNITI DAL NOSTRO
AMBULATORIO



NON urinare sul campione di feci o nel contenitore di raccolta.

NON urinare nella provetta.

NON raccogliere il campione direttamente nella fiala. NON
raccogliere il campione dal fondo della tazza WC.

NON assumere antiacidi, bario, bismuto, medicinali antidiarroici o
lassativi oleosi, prima della raccolta del campione.

ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE:

	<p>La ricerca deve essere effettuata su 3 campioni A GIORNI ALTERNI. Prima di inserire le feci nel contenitore fornito dal laboratorio, le feci devono essere raccolte in un contenitore pulito ed asciutto. Si consiglia di mettere un sacchetto di plastica sul WC per raccogliere il campione.</p>
	<p>Aprire la provetta. Usando il piccolo cucchiaino attaccato al tappo, raccogliere le feci dall'area che presenta tracce di sangue, muco o è acquosa. Metterle nella provetta fino a che il liquido contenuto raggiunga la linea rossa sull'etichetta. Se le feci sono consistenti cercare di raccogliere piccole quantità da differenti parti del campione (dai lati, dalle estremità e dal centro).</p>
	<p>Chiudere bene ed agitare finché il liquido ed il campione sono ben mescolati e risultano omogenei. <u>Assicurarsi che il tappo sia ben chiuso.</u></p>
	<p>Lavare accuratamente le mani. Se qualsiasi liquido dei tubi entra in contatto con la pelle o con gli occhi, risciacquare con molta acqua corrente. In caso d'irritazioni, rivolgersi ad un medico.</p>
	<p>Scrivere sull'etichetta della provetta nome e cognome. CONSERVARE A TEMPERATURA AMBIENTE Consegnare al laboratorio conclusa la raccolta dei tre campioni</p>





Dipartimento Area dei Servizi
SC Patologia Clinica - Ambulatorio Prelievi

QUESTIONARIO DA ALLEGARE AI CAMPIONI PER LA RICERCA PARASSITOLOGICA

Cognome _____ Nome _____

Data di nascita _____ Via/P.za _____ N° _____ CAP _____

_____ Città _____ È mai stato in un

paese estero? SI NO

Se SI: Paese _____ dal _____ al _____ (ultimo soggiorno)

Medico richiedente (nome e telefono) _____

Motivo dell'esame:

- Controllo dopo un soggiorno in un paese straniero
- Controllo dopo trattamento di un parassita:quale e quando _____
- Un familiare – convivente è stato riscontrato affetto da _____
- Altro (specificare) _____

Disturbi: SI NO Data di inizio disturbi _____

Diarrea Dolor Addominali Altri disturbi gastro-intestinali Febbre

Tosse Altri disturbi respiratori Prurito alla pelle Altri problemi alla pelle

Prurito anale Altro (specificare) _____

Parassitosi contratte in passato(quale e quando) _____

Dati di laboratorio:Eosinofili(Eos)-(%)Eosnumero _____ IgE Totali _____





Dipartimento Area dei Servizi
SC Patologia Clinica - Ambulatorio Prelievi

SISTEMADIRACCOLTADELLEFECCI

®

PARA-PAK SAF

PER RICERCA PARASSITI INTESTINALI-ISTRUZIONI PER L'USO & AVVERTENZE GENERALI

IN CASO DI INCIDENTE CONTATTARE Numero Emergenza 112/118



Le fiale contengono un liquido a base di formalina ed alcool
Evitare il contatto|non bere|non inalare



TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

CONTENUTO:

- AcidoAceticoCAS64-19-72%peso/volume
- AldeideFormicaCAS50-00-01.6%peso/volume
- MetanoloCAS67-56-10.4%peso/volume

Indicazioni di pericolo

- H301 - Tossico se ingerito
- H311 - Tossico per contatto con la pelle
- H318 - Provoca gravi lesioni oculari
- H341 - Sospettato di provocare alterazioni genetiche
- H350 - Può provocare il cancro
- H315 - Provoca irritazione cutanea
- H330 - Letale se inalato

Consigli di Prudenza - UE (S28, 1272/2008)

- P301 + P310 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico
- P321 - Trattamento specifico (vedi le istruzioni supplementari di primo soccorso su questa etichetta)
- P321 - Trattamento specifico (vedere Section 4 or Section 11 for additional medical treatment information su questa etichetta)
- P403 + P233 - Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato
- P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare
- P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico
- P281 - Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto
- P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso
- P308 + P313 - IN CASO DI ESPOSIZIONE o di possibile esposizione, consultare un medico
- P304 + P340 - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione
- P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico
- P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone
- P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico
- P362 - Togliere di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente
- P308 + P313 - IN CASO DI ESPOSIZIONE o di possibile esposizione, consultare un medico
- P363 - Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente
- P333 + P313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico
- P330 - Sciacquare la bocca
- P405 - Conservare sotto chiave
- P403 + P233 - Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato
- P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto di smaltimento approvato
- P280 - Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/ il viso.
- P202 - Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze
- P264 - Lavare accuratamente viso, mani ed eventuale superficie cutanea esposta dopo l'uso
- P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso
- P260 - Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol
- P271 - Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato
- P284 - Indossare un apparecchio di protezione respiratoria
- P272 - Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro

